

REDIAR®

REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

REACTIVOS PARA GRUPOS SANGUÍNEOS Immucor



FELSAN

Elaboradora,
fraccionadora
e importadora
de reactivos
de diagnóstico

FELSAN S.R.L.
Estomba 288,
C1427COF,
C.A.B.A.,
Argentina

Teléfono/Fax
+54 11 2150-6550
(rotativos)

ventas@felsan.com.ar
www.felsan.com.ar



Reactivos para grupos sanguíneos

Sistema ABO Técnica Lámina y tubo

IMMUCOR-GAMMA Anti-A1 Lectin:

El reactivo Anti-A1 lectina se utiliza para diferenciar los hematíes A1 de los demás subgrupos A en análisis en portaobjetos o tubos con solución salina.

Presentación: frasco gotero x 5 ml

IMMUCOR-GAMMA Anti-H Lectin

Anti-H Lectin (*Ulex europæus*) se ha diseñado para la detección del antígeno H (H1) en hematíes y en saliva mediante análisis en tubo.

Presentación: frasco gotero x 5 ml



IMMUCOR

Soluciones

Potenciadores

Gamma PeG

Gamma PeG está indicado como un aditivo para mejorar la sensibilidad en la detección de anticuerpos de grupos sanguíneos inesperados.

Presentación: frasco gotero x 10 ml

GammaZyme-B

GammaZyme-B está diseñado para usarse en un sistema de pruebas enzimáticas de una fase para la detección de anticuerpos de grupo sanguíneo.

Presentación: frasco gotero x 10 ml

Gamma N-HANCE

Gamma N-HANCE está diseñada para usarse como una solución aditiva de baja fuerza iónica para pruebas de detección de anticuerpos.

Presentación: frasco gotero x 10 ml