

VIVIMOS PARA EMOCIONAR



ROBUSTA
Y ÁGIL

GRUPO SANGUÍNEO MOLECULAR
SSP TYPING

BAGene SSP

BAGO
DIAGNOSTICS

FLUJO DE TRABAJO

1

Preparar la premezcla con ADN, buffer y polimerasa taq.




2

Distribuya la mezcla de ADN en la placa de PCR.



3

Ejecute la PCR en un termociclador.



4

Ejecute electroforesis en gel de agarosa y obtenga imágenes de los resultados.



Pre-PCR


Thermal cycler

Post-PCR


ALCANCE DE APLICACIÓN

FÁCIL MANEJO Y DETERMINACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS DE GRUPOS SANGUÍNEOS CLÍNICAMENTE RELEVANTES

AUMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE GRUPOS SANGUÍNEOS



ABO-TYPE KIT



PARTIAL D-TYPE KIT

TUS VENTAJAS

Aumentar la seguridad

Agregando una prueba de PCR molecular a su estrategia de tipificación de grupos sanguíneos

Acercamiento estratégico

Complemente sus métodos de tipificación cuando la tipificación serológica alcance sus límites

Uso universal

Para donantes de sangre, receptores, pacientes y mujeres embarazadas

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	KITS	REF
BAGene ABO-TYPE	ABO blood groups	10 tests	6640
BAGene ABO-TYPE variant	ABO blood groups, including rare A and B variants	10 tests	6641
BAGene RH-TYPE	for RHD/RHCE determination (C, Cw, c, D, DEL, E, e)	10 tests	6645
BAGene Partial D-TYPE	rare RHD variants (partial D)	10 tests	6646
BAGene Weak D-TYPE	the weak D types 1, 1.1, 2, 3, 4.0/4.1, 4.2, 5, 11, 15, 17, 20	10 tests	6647
BAGene KKD-TYPE	antigens of the Kell, Kidd and Duffy systems	10 tests	6650
BAGene MNS-TYPE	antigens of the MNS system (M, N, S, s)	10 tests	6652
BAGene Rare-TYPE	antigens of the Kell (KEL*03, KEL*04, KEL*06, KEL*07), Diego, Lutheran, Dombrock, Colton, Cartwright and Vel systems	10 tests	6653
BAGene HPA-TYPE	HPA traits 1 a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 6a/b, 9a/b, 15a/b	20 tests	6660
BAGene HNA-TYPE	HNA traits 1 a/b/c, 3a/b, 4a/bw, 5a/bw	10 tests	66701

VIVIMOS PARA EMOCIONAR

EXCELENCIA, ASOCIACIÓN

y **PASIÓN** siempre han sido la base de nuestras acciones. Además, desde 1947 nuestro deseo de inspirarte, mediante la comprensión de sus necesidades, ha sido absolutamente central y, por eso, sólo desarrollamos diagnósticos con valor añadido e importancia. Combinamos décadas de experiencia y un impulso exploratorio profundamente arraigado por el desarrollo de nuestros productos innovadores.

Gracias a nuestra independencia y orientación global, podemos realizar investigaciones específicas para el desarrollo de productos y servicios de alto rendimiento en las áreas de

**TRANSPLANTES, TRANSFUSIÓN,
GENÉTICA HUMANA
y ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**

Nuestra motivación es superar las expectativas de nuestros clientes y socios. Es por eso que brindamos un servicio excepcional y nuevas formas de pensar: competente, rápida y precisa.

BAG Diagnostics GmbH

Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

T. +49 (0) 6404/925-0
F. +49 (0) 6404/925-460
M. info@bag-diagnostics.com
W. www.bag-diagnostics.com

Servicio al Cliente

T. +49 (0) 6404/925-125
F. +49 (0) 6404/925-421
M. service@bag-diagnostics.com

A BAG Group company

FELSAN S.R.L.

Estomba 288, C1427COF, C.A.B.A.,
Argentina.

Tel./Fax: +54 11 2150-6550 y rotativas
Whatsapp: +54 9 11 2497-4666

ventas@felsan.com.ar
www.felsan.com.ar

FELSAN
Reactivos de diagnóstico

BAG 
DIAGNOSTICS